

# Apteczka samochodowa AS-I

L.p.	Zawartość	AS-I
1.	Opaska elastyczna 10 cm x 4 m	1
2.	Opaska elastyczna 8 cm x 4 m	1
3.	Bandaż dziany 10 cm x 4 m	2
4.	Bandaż dziany 5 cm x 4 m	2
5.	Opatrunek osobisty typu A	1
6.	Kompres gazowy 5 x 5 cm	2
7.	Kompres gazowy 9 x 9 cm	1
8.	Kompres gazowy 1/2 m <sup>2</sup>	1
9.	Plaster z opatrunkiem 10 x 6 cm	2
10.	Plaster z opatrunkiem 72x19	5
11.	Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Polovis	1
12.	Chusta trójkątna włókninowa	1
13.	Folia izotermiczna "Folia życia"	2
14.	Rękawiczki ambulatoryjne (pary)	3
15.	Nożyczki metalowe	1
16.	Maseczka do sztucznego oddychania	1
17.	Kołnierz ortopedyczny regulowany dwuczęściowy	1
18.	Chusteczki Leko - dezynfekcja	4
19.	Nóż do cięcia pasów	1
20.	Torba	1

Nr serii: 1643/ 2012

Data ważności: 2013 / 2016

kontrola jakości

Wytwórca: *Boxmet Medical Sp. z o.o. Piskorzów 51 58-250 Pieszycze*

[www.boxmet.com.pl](http://www.boxmet.com.pl)

Zamów środki do uzupełnienia zestawów: [medyczny@boxmet.com.pl](mailto:medyczny@boxmet.com.pl)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem zestawu należy zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy;
- Podczas używania zestawu stosować się do instrukcji obsługi poszczególnych środków umieszczonych w wyposażeniu;
- Po użyciu sprzętu w przypadku:
  - sprzętu jednorazowego – należy wyrzucić do pojemnika na zużyte materiały medyczne;
  - sprzętu wielorazowego użytku – należy wyczyścić i sterylizować zgodnie z zaleceniami producenta

Wyroby medyczne wchodzące w skład zestawu są  
oznakowane znakiem CE